

# יואל נעים בע"מ

## כימיקלים וציוד מעבדה

טלפון: 08-9464462; פקס: 08-9464846; דוא"ל: [yoel@yoelnaim.com](mailto:yoel@yoelnaim.com)

12/05/2014

### האם הפיפטור שלך דולף, ואפילו לא ידעת?

שאיבת נוזל באמצעות מכשיר מסוג פיפטור מתבצעת ע"י יצירת ואקום, ולכן לכל דליפה, קטנה ככל שתהיה, ישנה השפעה ישירה על נפח הנוזל הנשאב.

דליפה יכולה להיגרם משחיקה של האטמים או של הפיסטון, ולחילופין יכולה לנבוע משימוש בטיפים לא איכותיים. מרבית הדליפות הנפוצות בפיפטורים אינן ניתנות לזיהוי בעין, אך כאמור גם לדליפה הקטנה ביותר יכולה להיות השפעה על נפח הנוזל – ובשאיבת נפחים קטנים יכולה להיות לכך השפעה אדירה.

מאבחן הדליפות הדיגיטלי של BRAND מסוגל לזהות את הדליפה הקטנה ביותר בכל פיפטור, חד-ערוצי ורב-ערוצי, בתוך שניות.

חברת יואל נעים בע"מ מציעה כעת שירות חדש **ללא עלות** לבדיקת דליפות בפיפטורים – ואתם אפילו לא צריכים לצאת מהמעבדה!

בתיאום מראש, נציג של החברה יגיע אליכם עם המכשיר ויבצע בדיקה במקום לכל פיפטור שתבחרו.

חשוב להדגיש כי בדיקה זו מזהה רק האם קיימת דליפה בפיפטור ואינה מהווה תחליף לבדיקת אימות כיוול תקופתית כפי שדורש תקן ISO 8655-2, הניתנת לביצוע במעבדת הכיולים שלנו.

פרטים נוספים על המכשיר ניתן למצוא באתר חברת BRAND בכתובת [www.brand.de](http://www.brand.de)

